



**Transglutamináza | Deamidovaný gliadin  
Gliadin | Kravské mléko | ASCA**

# Imunoenzymatické soupravy k diagnostice celiakie, potravinových intolerancí a nespecifických střevních zánětů

**ELISA** soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek  
třídy IgA, IgG a IgM v lidském séru nebo plazmě



Diagnostické soupravy jsou určeny  
pro profesionální použití v laboratoři.

**B  
G** | **TestLine**®

## Úvod

**Celiakie** (celiakální sprue) je společné označení pro celosvětově se vyskytující onemocnění dětí i dospělých. Jde o hereditární autoimunitní onemocnění vyvolané nesnášenlivostí lepku (glutenu). Hlavním projevem jsou zánětlivé změny sliznice tenkého střeva s průjmy, chudokrevností, váhovým úbytkem a celkovou poruchou somatického i psychického vývoje. Pokud není lepek z potravy trvale a úplně vyloučen, dochází v průběhu doby k vyčerpání imunitního systému, onemocnění postihuje další orgány se vznikem přidružených autoimunitních chorob a četných komplikací, z nichž většina je život ohrožující.

**Intolerance lepku** (prostá) by neměla být zaměňována s celiakií. Může probíhat paralelně s intolerancí kravského mléka a změnami střevní sliznice, avšak bez aktivace transglutaminázy. K rozvoji celiakie v tomto případě nedochází.

**Intolerance kravského mléka** je onemocnění vyskytující se u dětí i dospělých vyvolané nesnášenlivostí bílkovinných složek kravského mléka (casein,  $\alpha$ -lactalbumin,  $\beta$ -lactoglobulin). Hlavním projevem jsou zvracení, průjem, bolest břicha, příp. možnost vzniku malabsorbčního syndromu.

**ASCA** (anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies) jsou protilátky reagující s mannanem obsaženým v buněčné stěně kvasinek *Saccharomyces cerevisiae* a jsou jedním z hlavních laboratorních parametrů využitelných v diferenciální diagnostice nespecifických střevních zánětů. Jejich výskyt je typický především pro Crohnovu chorobu. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje celý gastrointestinální trakt. Zánětlivé postižení střeva naruší jeho permeabilitu, což vede k rozvoji průjmu a malabsorbčního syndromu. Mohou se objevit i různé extraintestinální komplikace.

## Diagnostika onemocnění

### Celiakie

Diagnostika onemocnění je založena na zhodnocení klinického obrazu, enterobiopsie a laboratorních testů. Detekce vysoce specifických protilátek tříd IgA a IgG proti deamidovanému gliadinu, tkáňové transglutamináze a endomysiu je velmi důležitým vyšetřením vedoucím nejen ke správné diagnóze celiakie, ale i ke sledování účinku léčby v podobě bezlepkové diety.

### Intolerance lepku (prostá)

Detekce specifických protilátek tříd IgA a IgG proti glutenu, resp. jeho frakci  $\alpha$ -gliadinu je velmi důležitým vyšetřením vedoucím nejen ke správné diagnóze intolerance gliadinu, ale i ke sledování účinku léčby v podobě bezlepkové diety.

### Intolerance kravského mléka

Detekce specifických protilátek tříd IgA, IgG a IgM proti proteinům kravského mléka je velmi důležitým vyšetřením v diferenciální diagnostice gastroenterických onemocnění zejména u dětí.


### Crohnova choroba

Diagnostika onemocnění je založena na zhodnocení klinického obrazu, výsledků laboratorních testů, endoskopických a zobrazovacích metod. U nemocných s Crohnovou chorobou jsou IgG a IgA ASCA protilátky prokazovány v 60–70 %. Pro ostatní nespecifické střevní záněty jsou tyto protilátky méně typické (ulcerózní kolitida 5–15 %). Mohou se rovněž vyskytnout i u pacientů např. s celiakií.

# ELISA

## Princip testu

Soupravy jsou založeny na sendvičovém typu ELISA metody.



## Pracovní postup

| Krok  | Kroky testu   |
|---|---|
|  | <b>1.</b> Ředění vzorků<br>– séra/plazmy (1+100); pro ASCA (1+50)                   |
|  | <b>2.</b> Dávkování kalibrátorů a ředěných vzorků 100 µl<br>– blank = prázdná jamka |
|  | <b>3.</b> Inkubace 30 min. při 37 °C  |
|  | <b>4.</b> Odsátí a promytí jamek 5 krát   |
|  | <b>5.</b> Dávkování Konjugátu 100 µl<br>– blank = prázdná jamka                     |
|  | <b>6.</b> Inkubace 30 min. při 37 °C  |
|  | <b>7.</b> Odsátí a promytí jamek 5 krát   |
|  | <b>8.</b> Dávkování substrátu 100 µl (TMB-Complete)<br>– včetně blanku              |
|  | <b>9.</b> Inkubace 30 min. při 37 °C  |
|  | <b>10.</b> Dávkování Zastavovacího roztoku 100 µl<br>– včetně blanku                |
|  | <b>11.</b> Fotometrické měření při 450 nm   |

## Antigeny

### Transglutaminase

rekombinantní antigen (h-tTG)

### Gliadin DA

deamidovaný gliadinový peptid DGPx1

### Gliadin

antigenní extrakt glutenu bohatý na specifické proteinové antigeny, zejména α-gliadin

### Milk

plný delipidovaný antigen připravený z kravského mléka bohatý na proteiny kasein, α-lactalbumin a β-lactoglobulin

### ASCA

vysoce purifikovaný mannan ze *Saccharomyces cerevisiae*

## Uživatelský komfort

- Komponenty v pracovním ředění
- Barevně odlišené reagentie
- Zaměnitelnost komponent
- Barevně značené stripy s odlamovacími jamkami
- CUT-OFF kontrola a kalibrátory
- Semikvantitativní hodnocení výsledků (Index pozitivity-IP) nebo kvantitativní hodnocení výsledků (U/ml)


## Výhody souprav

- Vysoká diagnostická účinnost, dobrá reprodukovatelnost a vysoká dynamika testů
- Identický pracovní postup, celková doba vyšetření 1,5 hodiny
- Možnost nezávislé verifikace (CKS) a komplexní zákaznický servis

# Celiakie

## Interpretace výsledků

Doporučené schéma testování u celiakie



## Charakteristiky souprav

| <b>ELISA</b>             | <b>Diagnostická citlivost</b> | <b>Diagnostická specifita</b> |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| EIA Transglutaminase IgA | 97,7 %                        | 97,7 %                        |
| EIA Transglutaminase IgG | 97,7 %                        | 97,7 %                        |
| EIA Gliadin DA IgA       | 97,7 %                        | 97,7 %                        |
| EIA Gliadin DA IgG       | 97,7 %                        | 97,7 %                        |

## Klinická data

### Celiakie – korelace metod

#### EIA Transglutaminase IgA a IIF EmA IgA

| Počet korespondujících výsledků: 96,2 % |   | EIA Transglutaminase IgA |           |
|---|---|--------------------------|-----------|
|   |   | negativní                | pozitivní |
| EmA IgA                                 | - | 23                       | 0         |
|   | + | 3                        | 53        |

#### EIA Transglutaminase IgA a EIA Gliadin DA IgA

| Počet korespondujících výsledků: 93,75 % |   | EIA Transglutaminase IgA |           |
|--|---|--------------------------|-----------|
|  |   | negativní                | pozitivní |
| Gliadin DA IgA                           | - | 25                       | 4         |
|  | + | 1                        | 50        |

#### EIA Gliadin DA IgA a IIF EmA IgA

| Počet korespondujících výsledků: 98,85 % |   | EIA Gliadin DA IgA |           |
|--|---|--------------------|-----------|
|  |   | negativní          | pozitivní |
| EmA IgA                                  | - | 42                 | 1         |
|  | + | 0                  | 44        |

Pozn.: Hraniční výsledky byly vyloučeny z hodnocení

## Potravinová intolerance

### Charakteristiky souprav

| <b>ELISA</b>    | <b>Diagnostická citlivost</b> | <b>Diagnostická specifita</b> |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| EIA Milk IgA    | 95,2 %                        | 95,5 %                        |
| EIA Milk IgG    | 95,0 %                        | 95,2 %                        |
| EIA Milk IgM    | 95,2 %                        | 95,5 %                        |
| EIA Gliadin IgA | 95,5 %                        | 95,5 %                        |
| EIA Gliadin IgG | 95,5 %                        | 95,5 %                        |

### Zkřížená reaktivita

| <b>Kategorie</b>    | <b>EIA Milk IgA</b> |                           | <b>EIA Milk IgG</b> |                           | <b>Eia Milk IgM</b> |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|                     | <b>n</b>            | <b>Pozitivní výsledek</b> | <b>n</b>            | <b>Pozitivní výsledek</b> | <b>n</b>            | <b>Pozitivní výsledek</b> |
| Borrelia spp        | 6                   | 0                         | 5                   | 0                         | 6                   | 0                         |
| RF                  | 16                  | 0                         | 12                  | 0                         | 16                  | 0                         |
| ANA                 | 17                  | 0                         | 14                  | 0                         | 17                  | 1                         |
| ASCA                | 6                   | 1                         | 7                   | 1                         | 6                   | 1                         |
| tTG                 | 5                   | 0                         | 4                   | 0                         | 5                   | 0                         |
| Helicobacter pylori | 8                   | 0                         | 12                  | 0                         | 8                   | 0                         |
| Yersinia spp.       | 6                   | 0                         | 9                   | 0                         | 6                   | 0                         |
| TPO, TG             | 2                   | 0                         | 3                   | 0                         | 2                   | 0                         |
| <b>Celkem</b>       | <b>66</b>           | <b>2</b>                  | <b>66</b>           | <b>1</b>                  | <b>66</b>           | <b>2</b>                  |

### Zkřížená reaktivita

| <b>Kategorie</b>    | <b>EIA Gliadin IgA</b> |                           | <b>EIA Gliadin IgG</b> |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
|                     | <b>n</b>               | <b>Pozitivní výsledek</b> | <b>n</b>               | <b>Pozitivní výsledek</b> |
| Borrelia spp        | 9                      | 0                         | 9                      | 0                         |
| RF                  | 11                     | 0                         | 11                     | 0                         |
| ANA                 | 15                     | 0                         | 15                     | 0                         |
| ASCA                | 8                      | 0                         | 8                      | 1                         |
| Helicobacter pylori | 9                      | 0                         | 9                      | 0                         |
| Yersinia spp.       | 9                      | 0                         | 9                      | 0                         |
| TPO, TG             | 5                      | 0                         | 5                      | 0                         |
| <b>Celkem</b>       | <b>66</b>              | <b>1</b>                  | <b>66</b>              | <b>1</b>                  |




# Nespecifické střevní záněty

## Charakteristiky souprav

| <b>ELISA</b> | <b>Diagnostická citlivost</b> | <b>Diagnostická specifita</b> |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| EIA ASCA IgA | 98,5 %                        | 98,1 %                        |
| EIA ASCA IgG | 98,6 %                        | 99,1 %                        |

## EIA ASCA IgA a IgG



Porovnání záchytu protilátek ASCA u pacientů s potvrzenou Crohnovou chorobou (n=23) a ulcerózní kolitidou (n=22) na soupravách TestLine



FOLLOW US

BIOVENDOR.GROUP

# IMUNOLOGIE – INTESTINÁLNÍ AUTOIMUNITA A POTRAVINOVÉ INTOLERANCE – TRANSGLUTAMINÁZA | DEAMIDOVANÝ GLIADIN | GLIADIN | MILK | ASCA

## Objednací údaje

### ELISA – CELIAKIE

| <u>Kód</u> | <u>Název soupravy</u>    | <u>Počet testů</u> |
|------------|--------------------------|--------------------|
| GDA096     | EIA Gliadin DA IgA       | 96                 |
| GDG096     | EIA Gliadin DA IgG       | 96                 |
| tTA096     | EIA Transglutaminase IgA | 96                 |
| tTG096     | EIA Transglutaminase IgG | 96                 |

### ELISA – POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

| <u>Kód</u> | <u>Název soupravy</u> | <u>Počet testů</u> |
|------------|-----------------------|--------------------|
| GIA096     | EIA Gliadin IgA       | 96                 |
| GIG096     | EIA Gliadin IgG       | 96                 |
| MiA096     | EIA Milk IgA          | 96                 |
| MiG096     | EIA Milk IgG          | 96                 |
| MiM096     | EIA Milk IgM          | 96                 |

### ELISA – NESPECIFICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

| <u>Kód</u> | <u>Název soupravy</u> | <u>Počet testů</u> |
|------------|-----------------------|--------------------|
| ScA096     | EIA ASCA IgA          | 96                 |
| ScG096     | EIA ASCA IgG          | 96                 |

\*Všechny EIA soupravy jsou také dostupné jako SmartKits for Agility®



#### **TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.**

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika  
+420 549 121 205 (209, 238)  
trade@testlinecd.com  
www.testlinecd.cz



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.  
je držitelem certifikátů  
ISO 9001 a ISO 13485