

Dynex Agility System



Katalogové číslo: 67000

Skladování: Bez teplotního režimu

Výrobce: Dynex Technologies, Inc.

Informace o přístroji:

- Komplexní monitorovací systém umožňující kontinuální manipulaci se vzorky a reagensy.
- Simultánní zpracování až 16 souprav s možností přidávání dalších metod v průběhu testu.
- 12 mikrotitračních destiček s flexibilním dělením pro kombinaci metod, 3 robotická ramena (2 pipetovací, 1 pro transport komponent) pro maximální výkonnost.
- Kapacita až 200 vzorků zajišťující vysokou propustnost.
- Intuitivní ovládání celého procesu pomocí dotykové obrazovky.
- Automatické rozpoznání typu soupravy, šarže a expirace.
- Oboustranná komunikace s LIS.
- Inventarizace spotřebního materiálu a jednotlivých reagensů (zbytkové vyšetřovací kapacity soupravy).
- Monitorování přítomnosti vzorků, eliminace chybovosti díky systému identifikace čárových kódů.

