

CLIA Chlamydia pneumoniae IgG

EAN kód: 8595635310171

Katalogové číslo: CL-CPG100

Velikost balení: 100 testů

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Imunotest CLIA je založen na principu magnetických částic, detekční systém využívá chemiluminiscenci typu flash pomocí akridinium esteru a intenzita světelného záblesku se měří v relativních jednotkách světla (RLU).

Obsahové informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagenty (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Kalibrace je obsažena v balení.
- Hodnocení výsledků pomocí AU/ml.

Více informací naleznete na [stránkách BiovendorGroup CLIA](#).