


# Chorus FLAVIVIRUS PANEL

## Precizní diferenciální diagnostika flavivirových infekcí



Flaviviry jsou skupinou jednovláknových RNA virů, které způsobují závažné endemické infekce a epidemie v celosvětovém měřítku. Včasná a přesná diagnostika flavivirových infekcí je důležitá pro klinickou praxi a zahájení léčby pacientů.

### Diagnostický význam


- Detekce IgM v séru indikuje akutní fázi infekce
- Detekce proteinu NS1 je ideálním diagnostickým markerem pro časnou fázi infekce a lze ji použít jako rychlejší a spolehlivou alternativu k izolaci viru
- Sérokonverze nebo významné zvýšení IgG (při sekundární infekci) je indikátorem akutní infekce

**DIESSE**  
DIESSE

**BIG** TestLine®

## Výhody Chorus Flavivirus panelu

1.



**Zařízení pro jeden test připravené k použití**

2.



**Paralelní testování různých parametrů v jednom běhu**

3.



**Plně automatizovaný proces**

4.



**Žádné plytvání činidly  
Žádné skryté náklady**

## Hlavní charakteristiky

- Kompletní panel v jednom přístroji ve formátu monotestů
- Každý monotest obsahuje všechna činidla potřebná k provedení testu, kalibrátor a kontrola jsou součástí soupravy
- Minimalizace ruční práce
- Vysoce specifické Zika a Dengue IgM testy založené na capture ELISA
- Zika NS1 a Dengue NS1 umožňují stanovení antigenu v lidském séru v časně fázi infekce



## Dostupnost souprav

<u>Katalogové číslo</u>	<u>Název</u>	<u>Balení</u>
81154	CHORUS DENGUE IgG	36 testů
81156	CHORUS DENGUE IgM	36 testů
81157	CHORUS DENGUE IgM CAPTURE	36 testů
81155	CHORUS DENGUE NS1 (RUO)*	36 testů
81276	CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS IgG	36 testů
81277	CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS IgM	36 testů
81176	CHORUS WEST NILE VIRUS IgG	36 testů
81174	CHORUS WEST NILE VIRUS IgM	36 testů
81158	CHORUS ZIKA IgG	36 testů
81161	CHORUS ZIKA IgM CAPTURE	36 testů
81159	CHORUS ZIKA NS1 (RUO)*	36 testů

\* Roční plánovaná výroba

VÝROBCE:

**DIESSSE**

**Diesse**

Via Strada dei Laghi 35-39,  
Z.I. Casone, Ingresso 6 Monteriggioni,  
53035 Siena, Itálie  
+39 0577 30 71 10  
contacts@diesse.it

V07/2022

DISTRIBUTOR:

**BIG TestLine®**

**TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.**

Křižíkova 68, 612 00 Brno  
Česká republika  
www.testlinecd.cz

**Obchodní oddělení:**

+420 549 121 205 (209, 238)  
trade@testlinecd.com

**Objednávky:**

+420 541 243 390  
order@testlinecd.com