

ImproMask™ Plus

GB 2626/KN95
EN14683/Type I

BFE>98%
(Antibakteriální ochrana)

PFE>95%
(Účinnost filtrace částic)



3D
Design



Účinná
ochrana



Citlivá
k pokožce



Výborná
prodyšnost

3D

3D Design

UNIKÁTNÍ TVAR A DESIGN




Vložený nosní most pevně fixuje roušku a přizpůsobí se tvaru obličeje.



Účinná
ochrana

ÚČINNĚ CHRÁNÍ PŘED 98% NEBEZPEČNÝCH VIRŮ A BAKTERIÍ



ImproMask™

BFE (Antibakteriální ochrana) >98%

PFE (Účinnost filtrace částic) >90%

ImproMask™ Plus

BFE (Antibakteriální ochrana) >98%

PFE (Účinnost filtrace částic) >95%



Výborná
prodyšnost

TECHNOLOGIE SMS + ULTRATENKÝ FILTR


Spunbond technologie
z netkané textilie

+


Meltblown technologie
z netkané textilie

+

Spunbond technologie
z netkané textilie



3D design
filtru



Lehký a prodyšný
filtr

Kombinací technologie Spunbond a Meltblown vznikne ultratenký filtr, díky kterému je zajištěna výborná prodyšnost a komfort při dýchání.

ROUŠKA SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ VRSTEV




Citlivá
k pokožce

- 1 První vrstva:
polyester-bavlna
- 2 Druhá vrstva:
netkaná textilie
- 3 Třetí vrstva:
vzor vafle



Antibakteriální rouška vytváří díky speciální technologii mechanickou bariéru a účinně vás ochrání před viry, bakteriemi a nemocemi přenášenými vzduchem.

VÝBĚR Z VÍCE DRUHŮ BAREV



VELIKOST PRO KAŽDOU VĚKOVOU SKUPINU

PODROBNOSTI O PRODUKTU



ImproMask™ Plus

KN95

BFE (Antibakteriální ochrana) >98%
PFE (Účinnost filtrace částic) >95%

pratelná textilní rouška + vyměnitelný filtr



ImproMask™

KN90


BFE (Antibakteriální ochrana) >98%
PFE (Účinnost filtrace částic) >90%

BALENÍ

ImproMask™ Plus



+



ImproMask™
pratelná
textilní rouška

ImproMask™
filtr

v balení:
1x pratelná textilní rouška
+ 4 kusy vyměnitelných filtrů

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 549 121 205 (237, 238)
Fax: +420 541 243 390
E-mail: trade@testlinecd.com
www.testlinecd.cz

TestLine
Clinical
Diagnostics